



VET ERI NA RIA

Línea completa de
analizadores,
reactivos y test
para clínica veterinaria

SH-101

WONDFO

Analizador de bioquímica,
pequeño, compacto y
de fácil uso

Test individuales

7-15 ul de muestra

Sin mantenimiento

Resultado en 11 minutos

Dimensiones: 360x220x170mm

Peso: 4 kg



Reactivos

Referencia	Descripción	Kit
	AST	25 Kit/Test
	ALB	25 Kit/Test
	CREA	25 Kit/Test
	UREA	25 Kit/Test
	ALT	25 Kit/Test
	CHE	25 Kit/Test
	UA	25 Kit/Test
	GLU	25 Kit/Test
	CKMB	25 Kit/Test
	CK	25 Kit/Test
	LDH	25 Kit/Test
	HBDH	25 Kit/Test
	AMY	25 Kit/Test
	LPS	25 Kit/Test

Bioquímica

TC220

TECOM

Analizador de bioquímica
automático

Sencillo, fiable, rápido y
compacto (55 x 42 x 38cm)

18 posiciones para muestra
(tubos/ependorf/copas)

26 posiciones para reactivos
(mono/bireactivos)

60 cubetas de plástico re-uti-
lizables. Lavador de cubetas

Reactivos refrigerados para
su mejor conservación

Mantenimiento mínimo

Software Sencillo e intuitivo



Reactivos

Referencia	Descripción	Kit
92307	Creatin Kinasa (CK-NAC)	8 X 20 ml.
80107	Creatinina	2 X 125 ml.
80015	Fósforo	2 X 125 ml.
92214	Fosfatasa Alcalina	8 X 30 ml.
80210	Gamma GT	10 X 10ml.
87109-F	Glucosa	250ml.
80025	GOT/ASAT	20 X 10ml.
80002	Albumina	2 X 200ml.
99523	Amilasa	20 X 5ml.
97443	Bilirrubina Total	2 X 200ml.
90004	Calcio (Arsenazo III)	2 X 125ml.
80106	Colesterol	2 X 100ml.
95010	Exatrol N	10 X 5ml.
95015	Multicalibrador	10 X 5ml.
80027	GPT/ALT	20 X 10ml.
92011	LDH (LDH-P)	20 X 3ml.
LP87016	Proteínas Totales	1 X 200ml.
92032	Urea	7 X 30ml.
DZ132A-K	Lipasa	R1: 2 x 50ml. + R2: 2x 11ml.
277D1001387	Sodio enzimático líquido	1 x 60 + 1 x 30ml. + Calibrador
277D1001397	Potasio enzimático líquido	1 x 60 + 1 x 15ml. + Calibrador
LAT8840	Lactato	1 x 50ml.
80351	Ácido úrico	6 x 30ml
80005	Cloro	2x125ml
80019	Triglicéridos (GPO)	2x50ml
DZ042A-KY1	Ácidos Biliares	R1: 2x60ml, R2:2x20ml

Hematología

DH36

DYMIND

Analizador automático de
3 poblaciones, multiespecies

19 parámetros

Mínimo volumen de muestra: 9ul

Curvas de distribución celular

Pantalla LCD táctil 10.4

Software de gestión de datos
incluido en la compra del equipo

Rápido (60s) y Económico
(0.78€/test)*, solo 2 reactivos
en las analíticas



Reactivos

Referencia	Descripción	Kit
DIL-E	Diluyente	20 L
LYE-1	Solución Lisante	500 ml.
CLE-P	Solución de limpieza	50 ml.

Hematología

DF50

DYMIND

Analizador automático laser de 5 poblaciones leucocitarias, multiespecies

23 parámetros

Mínimo volumen de muestra:
15ul de muestra

Cuatro graficas de dispersión,
tres histogramas

Pantalla LCD táctil 10.4

Software de gestión de datos
incluido en la compra del equipo

Rápido (60s) y Económico
(1.3€-0.88€/test)*, solo utiliza
3 reactivos en las analíticas



Reactivos

Referencia	Descripción	Kit
DIL-C	Diluyente	20 L.
LYC-1	Solución Lisante	200 ml.
LYC-2	Solución Lisante	500 ml.
CLE-P	Solución de limpieza	50 ml.

Hormonas

FINECARE

WONDFO

Analizador de
inmunofluorescencia

Sin mantenimiento

No requiere experiencia
en el uso de analizadores

Resultados cuantitativos
en 3-15 minutos

Pantalla táctil

Software intuitivo y sencillo

Test individuales



Reactivos

Referencia	Descripción	Kit
V400	CPR	10 Test
V402	Progesterona	10 Test
V403	T4	10 Test
V404	TSH	10 Test
V405	Cortisol	10 Test
V406	D-Dimmer	10 Test

Lector tiras orina

URI TEX VET

CORMAY

Analizador portátil
semiautomático

Operación simple
por pantalla táctil

Cociente Albumina/ Creatinina

Software para PC (opcional)

Resultados en 60 segundos

Dimensiones: 74 x 188 x 77 mm

Peso: 430 g



Reactivos

Referencia	Descripción	Kit
X-943	Uri tex 10 parámetros	
X-942	Uri tex Vet 2AC (kidney diseases)	
X-944	BHB-Milk Ketosis test	



I-SMART 30

VEPALABS

Analizador de Electroodos selectivo de Iones

Sin mantenimiento

Análisis rápido y preciso

Pruebas electrolitos
Na +, K + y Cl-

60 µl de volumen de muestra

Resultados en 35 segundos

Rangos de referencia específicos de especies

Calibración automática

El cartucho contiene: electrodos, consumibles, residuos y sonda de muestra



Reactivos

Referencia	Descripción	Kit
	Cartucho 30 ionogramas	30 Tests
	Cartucho 50 ionogramas	50 Tests
	Cartucho 100 ionogramas	100 Tests

Test rápidos veterinaria

Reactivos

Referencia	Descripción	Kit
AI01	CHW - Filaria Canina	10 Tests
AI02	CDV - Moquillo Canino	10 Tests
AI06	DUO FeLV + FIV	10 Tests
AI08	CCV / CPV	10 Tests
AI10	FPV - Parvovirus Felino	10 Tests
AI11	Leishmania	10 Tests
AI12	Ehrlichia Canis	10 Tests
AI13	Giardia Lamblia (Felina / Canina)	10 Tests
AI14	FIP (FCoV) - Peritonitis Infecciosa Felina	10 Tests
AI16	Lyme Canino	10 Tests
AI22	Anaplasma Canino	10 Tests
AI23	CPV/GIA - Parvo/Giardia.Canino	10 Tests
AI24	Ana / E.canis - Ac Anaplasma Erlichia Canis	10 Tests
AI31	Canine total IgE	10 Tests
LS13	Foal (Pótro) - IgG.Test Inmunización	10 Tests



Paseo de Pontones, 7
28005 Madrid, España
+34 91 474 57 99
www.materlab.com
info@materlab.com