



VET ERI NA RIA

Línea completa de
analizadores,
reactivos y test
para clínica veterinaria

Reactivos

Referencia	Descripción	Kit
92307	Creatin Kinasa (CK-NAC)	8 X 20 ml.
80107	Creatinina	2 X 125 ml.
80015	Fósforo	2 X 125 ml.
92214	Fosfatasa Alcalina	8 X 30 ml.
80210	Gamma GT	10 X 10ml.
87109-F	Glucosa	250ml.
80025	GOT/ASAT	20 X 10ml.
80002	Albumina	2 X 200ml.
99523	Amilasa	20 X 5ml.
97443	Bilirrubina Total	2 X 200ml.
90004	Calcio (Arsenazo III)	2 X 125ml.
80106	Colesterol	2 X 100ml.
95010	Exatrol N	10 X 5ml.
95015	Multicalibrador	10 X 5ml.
80027	GPT/ALT	20 X 10ml.
92011	LDH (LDH-P)	20 X 3ml.
LP87016	Proteínas Totales	1 X 200ml.
92032	Urea	7 X 30ml.
DZ132A-K	Lipasa	R1: 2 x 50ml. + R2: 2x 11ml.
277D1001387	Sodio enzimático líquido	1 x 60 + 1 x 30ml. + Calibrador
277D1001397	Potasio enzimático líquido	1 x 60 + 1 x 15ml. + Calibrador
LAT8840	Lactato	1 x 50ml.
80351	Ácido úrico	6 x 30ml
80005	Cloro	2x125ml
80019	Triglicéridos (GPO)	2x50ml
DZ042A-KY1	Ácidos Biliares	R1: 2x60ml, R2:2x20ml

Hematología

DH36

DYMIND

Analizador automático de
3 poblaciones, multiespecies

19 parámetros

Mínimo volumen de muestra: 9ul

Curvas de distribución celular

Pantalla LCD táctil 10.4

Software de gestión de datos
incluido en la compra del equipo

Rápido (60s) y Económico
(0.78€/test)*, solo 2 reactivos
en las analíticas



Reactivos

Referencia	Descripción	Kit
DIL-E	Diluyente	20 L
LYE-1	Solución Lisante	500 ml.
CLE-P	Solución de limpieza	50 ml.

Hematología

DF50

DYMIND

Analizador automático laser de 5 poblaciones leucocitarias, multiespecies

23 parámetros

Mínimo volumen de muestra:
15ul de muestra

Cuatro graficas de dispersión,
tres histogramas

Pantalla LCD táctil 10.4

Software de gestión de datos
incluido en la compra del equipo

Rápido (60s) y Económico
(1.3€-0.88€/test)*, solo utiliza
3 reactivos en las analíticas



Reactivos

Referencia	Descripción	Kit
DIL-C	Diluyente	20 L.
LYC-1	Solución Lisante	200 ml.
LYC-2	Solución Lisante	500 ml.
CLE-P	Solución de limpieza	50 ml.

Test rápidos veterinaria

Reactivos

Referencia	Descripción	Kit
AI01	CHW - Filaria Canina	10 Tests
AI02	CDV - Moquillo Canino	10 Tests
AI06	DUO FeLV + FIV	10 Tests
AI08	CCV / CPV	10 Tests
AI10	FPV - Parvovirus Felino	10 Tests
AI11	Leishmania	10 Tests
AI12	Ehrlichia Canis	10 Tests
AI13	Giardia Lamblia (Felina / Canina)	10 Tests
AI14	FIP (FCoV) - Peritonitis Infecciosa Felina	10 Tests
AI16	Lyme Canino	10 Tests
AI22	Anaplasma Canino	10 Tests
AI23	CPV/GIA - Parvo/Giardia.Canino	10 Tests
AI24	Ana / E.canis - Ac Anaplasma Erlichia Canis	10 Tests
AI31	Canine total IgE	10 Tests
LS13	Foal (Potro) - IgG.Test Inmunización	10 Tests



Paseo de Pontones, 7
28005 Madrid, España
+34 91 474 57 99
www.materlab.com
info@materlab.com