

# Analizador de Bioquímica Veterinario

Hasta  
23 parámetros

Sin  
mantenimiento



## Características

- **Rápido:** 12 minutos por análisis
- **Portátil:** De tamaño reducido y con solamente 4kg.
- **Software en Español** y de fácil uso, solamente son necesarios 2 pasos.
- **Wifi e impresora interna.**
- **Económico y sin mantenimiento.**

## Paneles

### Comprehensive Plus (23 parámetros)

ALB | ALP | ALT | AMY | AST | Ca | CK | Crea | GLU | GGT | LDH | LPS | PHOS | TBA | TB | TC | tCO2  
TG | TP | BUN | A/G | B/C | GLOB

### Health Check (13 parámetros)

ALB | ALP | AMY | AST | Ca | CK | Crea | GLU | PHOS | TB | TG | TP | BUN | A/G | B/C | GLOB

### Electrolyte Plus (9 parámetros)

Ca | Cl | K | Mg | NA+ | PHOS | tCO2 | pH | LAC

Presentación: Caja de 10 rotoros



## Especificaciones

- **Tipo de muestra:** Sangre entera, plasma , suero
- **Cantidad de muestra:** 100µl
- **Dimensiones:** (W) 22.4cm x (D) 19,3cm x (H) 22,6cm
- **Peso:** 4 kg
- **Calibración:** Automática en tiempo real.

### Distribuido por:

**Materlab, S.L.**

**Dirección:** Paseo Pontones, 7. 28005 Madrid.

**Teléfono:** + 34 91 474 93 55

**E-mail:** info@materlab.com