www.materlab.com



5 WBC. AHORA MÁS FÁCIL

Analizador Hematológico DF50-Vet 5 poblaciones WBC

MATERLAB
Reactivos y Material de Laboratorio

+DF 50-Vet

▪ Rápido (60s) ▪ Económico (1,3 - 0,88 €/test*) ▪ Fiable



* Cálculo estimado sobre 3 muestras al día (modo 5 wbc - CBC).

Soporta múltiples especies, perro, gato, conejo, etc, disponible canales para otras especies. Canal independiente para valoración de basófilos.

El rango de referencia de cada parámetro podrá establecerse de acuerdo con diferentes categorías de animales, proporcionando comodidad para el diagnóstico clínico auxiliar.

Características

Principios Analíticos.

Determinación de subpoblaciones leucocitarias por **Citometría de flujo (CMF)** empleando laser de dispersión triangular.

Contaje Total WBC , RBC y PTL mediante métodos de **impedancia eléctrica** .

Determinación de la concentración de Hemoglobina por **método colorimétrico** con reactivos libres de cianuro.

23 Parámetros.

WBC, NEU%, NEU#, MON%, MON#, LYM%, LYM#, EOS%, EOS#, BASO%, BASO#, RBC, HGB, MCV,MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, HCT, PLT, MPV, PDW, PCT.

Otras características.

Cuatro gráficas de dispersión, tres Histogramas.

60 análisis / hora método manual.

Tipo de test con sangre entera / diluida (15uL sangre entera con EDTA).

Información de contacto

Materlab, S.L.

Paseo pontones 7

28005 Madrid

España

Atención al cliente

T: 91 474 93 55

F: 91 517 52 86

@: info@materlab.com