www.materlab.com



CALIDAD A TU ALCANCE

Analizador Hematológico 3 poblaciones WBC

MATERLAB
Reactivos y Material de Laboratorio

+ Analizador hematológico DH 36-Vet

▪ Rápido (60s) ▪ Económico (0,78 €/test)* ▪ Fiable y sencillo



* Cálculo estimado sobre 3 muestras al dia.

Análisis de multiespecies con posiciones libres a definir por el usuario.

Diferenciación de 3 poblaciones de WBC, 19 parámetros + 3 histogramas

Características

Principios Analíticos.

Contaje de WBC, RBC y PTL mediante método de impedancia eléctrica.

Determinación de la concentración de hemoglobina por método colorimétrico con reactivos libres de cianuro.

19 Parámetros.

WBC, LYM%, LYM#, MID#, MID%, GRAN#, GRAN%, RBC, HGB, MCV,MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, HCT, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC.

Otras características.

Mínimo volumen de muestra: 9uL

Gran capacidad de almacenaje: más de 50.000 resultados.

Tipo de test con sangre entera / diluida (15uL sangre entera con EDTA).

Pantalla LCD táctil de 10.4 pulgadas.

Excelente repetitividad y amplio rango de linealidad.

Dimensiones reducidas e impresora térmica.

Información de contacto

Materlab, S.L.

Paseo pontones 7

28005 Madrid

España

Atención al cliente

T: 91 474 93 55

F: 91 517 52 86

@: info@materlab.com